

# Hızlı rehber

## Giriş

**ProctoTwin** birinci sınıf IIa tıbbi cihazdır. Fekal inkontinansı tedavi etmek için geliştirilmiştir. Orta frekanslı Elektro Terapi cihazı kontrollü sfinkter eğitimi için kullanılır.

Üç zamanlı terapi yöntemleri ve EMG-Tekir varyantı uygulanabilir  
(Gevşetmek, Toplamak)

-Emg Biofeedback eğitimi  
(Gevşetmek, Toplamak)

-Elektrostimülasyon  
(Elektriksel Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)

-Emg Biofeedback eğitimi ve Elektrostimülasyon Kombinasyonu  
(Elektriksel Stimülasyon olmadan gevşetmek ve toplamak, Elektriksel Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)

## Önemli Not !

**Bu hızlı kılavuz ProctoTwin kullanım talimatlarını tamamıdır. Terapi cihazını kullanmadan önce, kullanım talimatlarındaki tüm tıbbi ve talimatlara uyulmalıdır. ProctoTwin, bu tamamlayıcı bilgilerden yola çıkılarak kullanılmalıdır.**

# Hastalar için kısa talimatlar

İnkontinans tedavisi cihazı kullanım talimatları hakkında ek bilgi.

## ProctoTwin

Üzerinde Satış :

Firma Heise

### Bağlantı soketleri ve kumanda elemanları :

- 1) Sensör soket
- 2) Veri iletim soketi
  
- 1) Açma ve kapama düğmesi
- 2) Toplamak
- 3) Dinlemek
- 4) Güç kaynağı
- 1) Çalışma modu
- 2) EMG/ Güç göstergesi
- 3) EMG Aralığı
- 4) OK düğmesi
- 5) Seçim tuşları + ve -

### Lütfen işaretli talimatlara göre pratik yapın:

#### Hızlı rehber BF

(Otomatik EMG-Ayarı ile EMG Biofeedback eğitimi)

1. Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
2. Cihazı açın
3. „ BF “modu yanıp sönerse, „ ok düğmesine “ basın
4. Terapi başlamıştı
5. Yeşil ışık „ √ “ yandığında kasları gevşetin
6. Sarı ışık „ / \ “ yandığında, kasları sıkın
7. Tedaviden sonra cihaz kapanır

#### Hızlı rehber ES

(Elektrostimülasyon)

1. Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
2. Cihazı açın
3. Elektrik stimülasyon modu „+“ tuşuyla ayarlayın
4. „ES“ modu yanıp sönerse, „ok“ düğmesine basın

5. Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım „+“ veya „-“ düğmeleriyle ayarlayın
6. „Ok“ düğmesine basın
7. Terapi başlamıştır
8. Tedaviden sonra cihaz kapanır

### **Hızlı rehber BF+ES**

(Otomatik EMG-Ayarlaması ile kombinasyon eğitimi)

- 1.Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
- 2.Cihazı açın
- 3.Elektrik stimülasyon ve Biofeedback modu „+“ tuşuyla ayarlayın
- 4.„BF+ES“ modu yanıp sönerse, „ok“ düğmesine basın
5. Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım „+“ veya „-“ düğmeleriyle ayarlayın
- 6.„Ok“ düğmesine basın
7. Terapi başlamıştır
8. Yeşil ışık „√“ yandığında kasları gevşet
8. Sarı ışık „∧“ yandığında, kasları sıkın
9. Sonra Stimülasyon gerçekleşir
10. Şimdi 8. Nokta ile devam ediyor
11. Tedaviden sonra cihaz kapanır

### **Sensörün temizlenmesi**

Her kullanımdan sonra sensörü akan ılık suyla temizleyin. Çok fazla kirlendiğinde, sabun veya yıkama losyonu kullanın. Sensörü yumuşak bir bezle kurulayın ve sonra bir beze sarın. Çünkü plastik torbalar mikrop geliştirebilir. Fişi ıslatmayın. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Kontak elektrotları rahatsız edilebilir.